

MELHOR AUDIÇÃO PARA MIM E PARA VOCÊ



NEVARA 1



bernafon[®]
Your hearing • Our passion

CONVERSAS FLORIDAS PARA MIM E PARA VOCÊ



Nevara é uma solução auditiva concreta criada pela Bernafon com a exclusiva tecnologia Audio Efficiency™. Os mais novos recursos de desenvolvimento em potência e eficácia não são mais reservados apenas para as categorias de aparelhos auditivos superiores. É por isso que consideramos a família Nevara aparelhos auditivos para todos.

Tal como um florista que tem uma variedade de flores, plantas e decorações para escolher, há uma variedade de estilos em Nevara que se pode optar também. Aliado a isso, um simples processo de adaptação, recurso de controle remoto, e você tem a combinação vencedora para você e seus pacientes.

Não importa o quão diversificado sejam os pacientes, Nevara oferece uma solução auditiva sólida para quase todos os tipos de perdas auditivas.

Aparelhos Auditivos para Mim e para Você

Na Bernafon, projetamos aparelhos auditivos com alto desempenho, discrição e durabilidade. Nevara não é exceção. Com picos de saída entre 119 e 138 dB SPL, perdas auditivas leves a severas podem ser atendidas.

O novo modelo BTE potente é a solução ideal para pessoas que precisam da potência em situações auditivas difíceis. Um aparelho auditivo moderno, bem concebido e com muitas opções acústicas tornam o BTE P de fácil adaptação e confortável para usar.

Aparelhos auditivos Nevara são compatíveis com o controle remoto RC-N para agregar a discrição e o conforto ao alterar os programas ou o volume. Além disso, Nevara é compatível com o dispositivo sem fio de programação FittingLINK, o que torna as sessões de adaptação mais simplificadas para você e mais relaxada para os pacientes.



HARDWARE

	CPx	P	N	NR	ITED	ITCD	ITC	CICP	CICx
Direcionalidade	dual omni	dir	dir	dir	dir	dir	omni	omni	omni
Tamanho da bateria	13	13	312	312	13	312	312	10	10
Seletor de programa	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Controle de volume	●	●	*	*	*	*	○	*	*
Certificação IPxx	IP58	IP58	IP57	IP57	–	–	–	–	–

ACESSÓRIOS

	CPx	P	N	NR	ITED	ITCD	ITC	CICP	CICx
Controle remoto RC-N	○	○	○	○	○	○	–	○	○
FittingLINK	○	○	○	○	○	○	–	○	○
Adaptador FM/DAI	○	○	–	–	–	–	–	–	–

DESEMPENHO (SIMULADOR DE OUVIDO)















	CPx	P	N	NR	ITED	ITCD	ITC	CICP	CICx
OSPL 90, Pico dB SPL	137	138	128	132	129	128	128	125	119
OSPL 90, 1600 Hz dB SPL	135	134	127	131	121	119	119	117	108
Ganho máximo, Pico dB	77	72	55	73	60	60	60	57	52
Ganho máximo, 1600 Hz dB	73	67	54	69	54	48	49	49	40
Ganho de teste referência	60	58	47	54	47	41	42	42	34

● padrão ○ opcional

*O botão pode ser programado para uso de controle de volume

Combinações de Cores Atrativas para Mim e para Você

Juntos, você e seu paciente podem optar entre uma atrativa combinação a partir da seguinte paleta de cores. Há algo adequado para cada pessoa em Nevara.

CPx, N, NR	P		ITEs
Base da caixa grafite	Base da caixa antracite metálico	Base da caixa prateado metálico	
 bege	 bege areia	 bege areia	 bege
 marrom escuro	 prateado metálico		 marrom claro
 marrom acinzentado	 bronze antigo		 marrom médio
 cinza	 antracite metálico		 marrom escuro
 antracite metálico			

SOLUÇÕES NA MEDIDA
PARA MIM E PARA VOCÊ



Um Conjunto de Funcionalidades Vencedoras para Mim e para Você



Audio Efficiency™

Em cada aparelho auditivo Nevara, você encontrará a Tecnologia de Audio Efficiency™, exclusiva da Bernafon. Características importantes que melhoram a inteligibilidade de fala para os seus pacientes, sem comprometer o conforto tornam Nevara uma boa opção para aqueles que desejam simplesmente ouvir melhor.

Speech Cue Priority™ é uma das mais recentes invenções da Bernafon. Enquanto alguns de seus pacientes podem se beneficiar da abrangente amplificação de todos os fonemas, outros podem achar difícil acessar as pistas de fala detalhadas. Para atender a essas necessidades diferentes, Speech Cue Priority™ fornece duas estratégias alternativas de amplificação. Modo de Prioridade para o Fonema centra-se na audibilidade máxima de todos os pequenos detalhes do sinal de fala. Esta estratégia ajusta o ganho para aplicar a quantidade precisa de amplificação para cada fonema. Prioridade para o Envelope aplica menor alteração à amplificação do sinal de fala, preservando a informação essencial do envelope de fala.

O AFC Plus e o ANR Plus são altamente benéficos quando existe ruído. O AFC Plus detecta e elimina eficientemente sinais de feedback acústico. A chave para esta funcionalidade é a velocidade. Os seus pacientes irão notar a melhoria em situações tais como colocar um chapéu, abraçar alguém, atender o telefone ou ajustar o controle de volume. O ANR Plus controla o ruído de fundo, mensurando-o e responde de forma a melhorar a relação sinal-ruído. Quando a fala começa a sobrepor-se ao ruído, o ANR Plus é suficientemente inteligente para aplicar alguma ou até nenhuma atenuação ao sinal, de forma a manter clara a informação da fala.

A Direcionalidade Automática alterna entre o modo de omni completo e de direcionalidade fixa. Dependendo do ambiente de escuta detectado, a funcionalidade seleciona a melhor configuração. Isto é feito de forma automática, e mais conveniente para os seus pacientes.

Resumo das Características

NEVARA 1	
PROCESSAMENTO DE SINAL	
ChannelFree™	●
Speech Cue Priority™	●
Largura de banda de frequência	8 kHz
CONFORTO AUDITIVO	
Redução Adaptativa de Ruído Plus (ANR Plus)	2 ctr
Supressor Adaptativo de Feedback Plus (AFC Plus)	●
Soft Noise Management (Expansão)	2 ctr
COORDENAÇÃO BINAURAL	
Mudança de controle de volume e programa	●
DIRECIONALIDADE	
Omni Fixo	●
Direcionalidade Fixa	●
Direcionalidade Automática	●
CARACTERÍSTICAS DE UTILIDADE	
Cliques no Controle de Volume	●
Mudo através do botão de apertar	●
Atraso ao Ligar configurável	●
INDIVIDUALIZAÇÃO	
Opções/Memórias de programa	7/4
Data logging	●
Alvos Específicos por Língua	●
REMfit™	●
Paciente Interativo	●

● padrão

Desde 1946, somos apaixonados por desenvolver aparelhos auditivos de qualidade que possibilitem aos nossos clientes desfrutar de autênticas experiências auditivas. Graças à Engenharia Suíça, à tecnologia de precisão e ao nosso compromisso para o serviço individual, nos esforçamos para superar as expectativas dos nossos clientes. Nosso objetivo é prover valor extra diariamente para os nossos parceiros. Os representantes e os funcionários da Bernafon em mais de 70 países cumprem nossa visão de auxiliar as pessoas com perda auditiva a comunicar-se sem limitações.

Sede Principal

Suíça

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Fone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90

SWISS 
Engineering



siga-nos no facebook
www.facebook.com/bernafon

Bernafon Companies

Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion