

A man in a red shirt and a woman in a blue tank top are running on treadmills in a bright, modern gym. The man is in the foreground, looking forward with a slight smile. The woman is in the background, also running. A smartphone is resting on the treadmill console in the foreground.

Audição perfeita e
sem limites.

A qualquer hora,
em qualquer lugar.*



*Perfeita e sem limites refere-se ao comportamento do dispositivo.

Zerena

bernafon[®]
Your hearing · Our passion

Os aparelhos auditivos **Zerena**

permitem que você sinta as possibilidades ilimitadas.

Eles oferecem um desempenho perfeito, opções de controles inteligentes e uma ampla variedade de designs .





| Bernafon Zerena miniRITE T

Zerena permite que você aproveite o que mais importa.

Aproveite para passar mais tempo com amigos
e acompanhar as conversas de forma mais fácil.



Zerena melhora significativamente
a compreensão da fala em situações
auditivas dinâmicas.¹⁾



Ou aproveite para ouvir música e fazer
chamadas diretamente transmitidas para os
seus aparelhos auditivos.



Zerena se comunica com uma ampla
variedade de dispositivos Bluetooth®,
tais como o seu smartphone.



Quando assistir a um jogo com os seus amigos, aprecie o som da torcida com eles. Enquanto isso, você também poderá seguir a narração do locutor, sem ter que se esforçar.



Zerena oferece o máximo conforto auditivo com som natural, mesmo em locais barulhentos.²⁾



Zerena reduz o esforço auditivo, para que você se possa concentrar em ouvir o que é importante para você.³⁾

¹⁾ Bernafon (2017). Dynamic Noise Management™ – Uma Equipe Vencedora. Tópicos em Amplificação.

²⁾ Bernafon (2017). Dynamic Amplification Control™ – Amplificação Inteligente. Tópicos em Amplificação.

³⁾ Bernafon (2017). Benefícios do controle do Dynamic Amplification Control™ em ambientes auditivos complexos. White Paper.

A tecnologia no **Zerena**



A tecnologia DECS™ significa Dynamic Environment Control System™. Esta tecnologia de precisão trabalha de forma instantânea e perfeita em

todos os ambientes auditivos. Desde situações silenciosas e ruidosas, até situações auditivas que mudam frequentemente, o sistema analisa 32 000 pontos de dados por segundo.

Os aparelhos auditivos mantêm-se sincronizados com o ambiente, para otimizar os sons da fala, independentemente de onde você está ou do que esteja fazendo. Eles reduzem de forma precisa o ruído, sem afetar de forma negativa a compreensão da fala, facilitando a interação durante as conversas.

Recursos especiais para momentos especiais



Programa de Música ao Vivo para uma audição perfeita enquanto está ouvindo música



Programa Conforto no Avião para tornar o seu voo mais confortável



Redução de Ruído Transiente para a supressão de sons transitórios desagradáveis (p. ex., mexer em talheres)



Supressor Adaptativo de Feedback para eliminar sons de apitos incômodos antes de se tornarem audíveis

Um design atraente que corresponde ao **seu estilo**

Existem três estilos retroauriculares da Zerena: o potente BTE 105, o estiloso miniRITE T e o discreto miniRITE. Eles são confortáveis para usar, seguros e robustos.

Escolha entre nove combinações de cores diferentes que se adaptem às suas preferências individuais.



bronze
antigo



antracite
metálico



prata
metálico



bege
areia

Base da caixa antracite metálico



preto



marrom
cacau



antracite
metálico



prata
metálico



bege
areia

Base da caixa prata metálico



Os aparelhos auditivos Zerena BTE possuem uma classificação IP68 de proteção contra poeira e água.

Com o miniRITE recarregável de Zerena, você não terá que pensar em trocar as baterias de poucos em poucos dias. Basta carregá-las durante a noite e você poderá usufruir de uma audição sem limites durante o dia.



O miniRITE recarregável da Zerena usa a microbateria duradoura de prata-zinco da ZPower.



O menor aparelho auditivo de Zerena

Os aparelhos auditivos intrauriculares são fabricados individualmente para se adaptarem aos seus ouvidos. Muitas vezes, o IIC mais discreto não é muito maior que um grão de café. Este modelo é inserido no canal auditivo e é praticamente invisível .

The image shows two small, black, oval-shaped hearing aids resting on a white surface. To the left, there is a small white dish containing several dark brown coffee beans, used for size comparison.

Bernafon Zerena IIC



Os aparelhos auditivos personalizados de Zerena podem ser equipados com um botão rotatório de volume, um botão de programa e uma transmissão sem fios de celulares ou TVs. Estão disponíveis centenas de combinações para o seu aparelho auditivo individual, estilo de vida e preferências estéticas. O seu fonoaudiólogo irá ajudá-lo/a a encontrar a solução perfeita para suas necessidades.



Os aparelhos auditivos intracanaís e microcanaís de Zerena vêm em vários estilos e opções, para que você possa escolher a solução certa.

O inteligente **multitarefas**



O SoundClip-A é um acessório versátil que lhe permite transmitir som de praticamente todos os dispositivos áudio para os seus aparelhos auditivos.

Para sua comodidade, você pode usar o SoundClip-A para chamadas telefônicas com as mãos livres, como microfone remoto ou controle remoto. Você pode simplesmente ouvir o seu programa de rádio favorito no seu celular, transmitido o áudio diretamente para os seus aparelhos auditivos. O seu multitarefas inteligente consegue fazer isto tudo por você.



Zerena **conecta-se** aos seus ambientes

Regule o volume e mude os programas com o **controle remoto RC-A** discreto. Pequeno e fino, o RC-A pode ser levado em qualquer bolso ou bolsa, e é confortável na mão.



Com o **adaptador TV-A**, você pode transmitir o som diretamente da sua TV para os seus ouvidos. Assista TV no seu volume favorito e aproveite a qualidade de som Dolby Digital® Estéreo.


Prefere ver a sua série favorita no seu iPad® ou ouvir a sua música favorita no seu iPhone® ou iPod®? Com Zerena, você pode fazer com que o som desses dispositivos também seja transmitido diretamente para os seus ouvidos.*



Made for

iPhone | iPad | iPod

Utilize o app gratuito Bernafon **EasyControl-A**.
Altere o programa ou volume, use a função encontrar o meu aparelho auditivo ou verifique o nível das pilhas com o app.



*Para informações sobre compatibilidade, vá a:
www.bernafon.com/products/accessories.

Apple, o logotipo da Apple, iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e outros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Android, Google Play e o logotipo da Google Play são marcas registradas da Google LLC.

Fundada na Suíça em 1946, temos trabalhado desde então no espírito e tradição dos nossos fundadores para desenvolver soluções que ajudem pessoas com dificuldades auditivas. Nossa herança suíça, tecnologia de ponta e produtos de alto desempenho nos ajudam a cumprir nosso objetivo:

Juntos, nós empoderamos pessoas a ouvirem e se comunicarem melhor.

Para mais informações sobre os aparelhos auditivos Zerena, procure seu fonoaudiólogo ou visite nosso website Bernafon em www.bernafon.com



SOUND 
OF SWITZERLAND

bernafon 
Your hearing • Our passion

Bernafon Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA